利用講習会

元素分析装置(CHN, CHNS)

(PERKIN ELMER 2400II)

オペレータによる依頼分析を行っております。 ご利用を検討している方は、ぜひご参加下さい。 講習会後、元素分析装置の見学会も行います。 例年より変更点があるので、各研究室より数名の参加をお願いします。

変更点:申込用紙を改訂しました。

多数サンプルには、エクセルファイルを提供できます。 測定完了のお知らせをホームページに掲載します。

【対象機器】元素分析装置(PERKIN ELMER 2400II)

【概要】有機化合物を構成する主要元素を、燃焼分解によって定量的に H_2O 、 CO_2 、 N_2 等に変換し、熱伝導度検出器を用いて C、H、N または C、H、N、S の含有量を求める。

【日時】平成28年5月24日(水)5限14:00~15:00

【場所】コラボレーション・センター棟2階 講習室、機器分析室4

【概要】 1. 利用説明会

14:00 ~ 14:30

2. 見学会(希望者のみ) 14:30 ~ 15:00

【講師】分析計測分野 技術専門職員 小林元成、助手 小坂 恵

【申込方法】参加ご希望の方は、5月22日(月)までに、下記宛メールもしくは、お電話でお申し込みください。分析計測分野(内線8747) kikibun@okayama-u.ac.jp (本件担当 小坂)





Web

自然生命科学研究支援センター 分析計測分野より ホームページでもご案内しておりますので、どうぞご覧下さい。 URL: http://dia.kikibun.okayama-u.ac.jp/