


# ペプチドシーケンサー 依頼分析 キャンペーン



数十pmolレベルの精製たんぱく質（ペプチド）試料について、アミノ酸配列をN末端から20残基程度まで決定する。

精製溶液試料：

そのままお送り下さい。こちらでPVDF膜に吸着させて分析します。

電気泳動ゲル：

PVDF膜に転写し、染色して下さい。（アミドブラック染色推奨）  
指定バンドを切り出して分析します。

依頼料金：（1サンプルあたり）

5,000円（基本料）+ 3,000円/残基

**キャンペーン：2021年8月末まで**

**1サンプル（6残基）お試し無料測定（新規の方限定）受付中**

（お申込の際に「お試し測定希望」とご連絡ください）

（上限に達した場合は期限前に終了することがあります）

問合せ先：

岡山大学 自然生命科学研究支援センター  
分析計測・極低温部門、分析計測分野

URL : <http://dia.kikibun.okayama-u.ac.jp/>

E-mail : [shioka-t@okayama-u.ac.jp](mailto:shioka-t@okayama-u.ac.jp)

本件担当：塩川つぐみ

